



Dyna-Tek™ Pad Cushion

Het **Dyna-Tek Pad Cushion** is gemaakt voor gebruikers met een **risico** op ontwikkeling van decubitus. Het Dyna-Tek ontwerp bestaat uit een specialistisch CME-schuim met “kartelsnit” en zorgt voor de vermindering van opbouw van hitte en vocht terwijl maximale drukverdeling bereikt wordt. Dit duurzame product is compleet met een genaaide, uittrekbare, vochtdoorlatende hoes en antislip-basis en is ideaal voor gebruik in een rolstoel, ziekenhuis of in de thuiszorg.

Kenmerken

①	CME-schuimkussen met kartelsnit (met afvoerkanaal)	Biedt uitstekend comfort en drukverdeling
②	Uittrekbare, vochtdoorlatende stof (geïmpregneerd met een schimmelwerend middel)	Vermindert schuren, wrijving en helpt bij infectiecontrolebeleid
③	Genaaide of gelaste hoes (Opmerking: de gelaste hoes kost iets meer)	Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en helpt bij ontsmettingsprocessen (kan tot 95°C gewassen worden)
④	Antislip-basis (Opmerking: kost iets meer)	Voorkomt uitglijden en bevordert dus de patiëntveiligheid
⑤	Geschikt voor rolstoelgebruikers	Verkrijgbaar met doorzakcompensator

Voordelen

Technische specificaties

Productcode	CUS0110115
Risicocategorie	Risico
Gewichtslimiet	127 kg
Garantie	2 jaar hoes, 4 jaar schuim
Afmetingen	(Lengte) 43 cm x (breedte) 43 cm x (hoogte) 10 cm Variabele afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
Schuimdichtheid	34-36kg/m ³ Nominale hardheid - 125 Newton
Vermoeidheidsklasse	Zeer ernstig
Brandvertrager	BS7176
Gewicht	1kg
Kleur	Lichtblauw
Compatibel met hypochlorietoplossing	1.000 ppm verdund of 0,1% (of samen te gebruiken met lokale infectiecontrole-richtlijnen)