

# Eva600EE – matalat jalat

SystemRoMedic

SWL 270 kg



## Potilasnostin

Eva600EE on monipuolinen siirrettävä potilasnostin jopa 270 kg painaville käyttäjille. Eva600EE on oikea ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen lattialle, tuoliin tai sänkyyn ja takaisin sekä vaakasuuntaisiin nostoihin ja kävelyharjoitteluun yhdessä Direct Healthcare Groupin helppokäyttöisten ja käytännöllisten SystemRoMedic™-nostoapuvälineiden kanssa. Tässä Eva600EE-mallissa on matalat jalat, joten se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi matalien sängyjen yhteydessä.

**DHG**  
Moving Health Forward

# Eva600EE – matalat jalat

- SWL 270 kg, erittäin voimakas ja vakaa
- Alumiinirakenteen ansiosta kevyt ja helppo käsitellä
- Masto säädettävissä kolmelle korkeudelle – nostoalue 500–1 810 mm
- Korkeussäädettävät työntökahvat – mukavat ja ergonomiset työasennot
- Tukeva nostokaari turvakoukuilla
- Leveä nostokaari mahdollistaa avoimet nostovaljaat – sopii hyvin isokokoisille käyttäjille
- Erikoisversio, jossa on matalien sänkyjen yhteydessä käytettävät matalat jalat
- Sähköinen alustan levitys
- Takana koteloituid kaksoispyörät – kevyesti rullaavat ja huoltovapaat
- Edessä kaksoispyörät, joiden halkaisija on 35 mm
- Käyttövalmis hätäpysäytyspainike ohjauksyksikössä
- Manuaalinen ja sähköinen hätälasku
- Suuren kapasiteetin 2,9 Ah -akku
- Sisäänrakennettu lataustoiminto
- Pikaopas nostimessa
- Paljon lisävarusteita käyttäjien yksilöllisesti mukautettuun nostamiseen

## TUOTEKUVAUS

Siirrettävä potilasnostin sähköisellä alustan levityksellä ja matalilla jaloilla, nostokaari, SlingBar L, käsiohjain, ja sisäänrakennettu lataustoiminto.

Eva600EE

Tuoteno. 60100010

## KÄYTTÖTARKOITUS

Eva600EE on siirrettävä ja kannettava lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden nostamisessa ja/tai siirtämisessä istuvassa asennossa tai makuuasennossa sängystä tuoliin (sekä vastaavat) tai toisin päin. Se auttaa myös siirtämään potilaita sisätiloissa tarvittaessa lyhyitä matkoja. Eva600EE vähentää hoitajien vammojen riskiä nostotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät noston käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshoitoon.

## TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	270 kg
Materiaali	Alumiini
Korkeus	1 330–2 020 mm
Jalasten pituus	1 400 mm
Jalasten korkeus	58 mm
Alustan leveys, ulkomitat	750–1 150 mm
Alustan leveys, sisämitat	670–1 180 mm
Paino	39 kg
Alustan levitys	Sähköinen
Etupyörien halkaisija	2 x 35 mm
Takapyörien halkaisija	100 mm
Nostoalue	500–1 810 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	34 mm sekunnissa
Hätälasku	Manuaalinen ja sähköinen
Akun kapasiteetti	2,9 Ah
Nostokaaren materiaali	Alumiini
Nostokaaren leveys	600 mm
Suojausluokka	IPX4

## Muita siirrettävän Eva-nostimen malleja ja versioita

Siirrettäviä Eva-nostimia on saatavana useina malleina ja versioina eri nostokapasiteeteilla sekä sähköisellä tai manuaalisella alustan levityksellä. Eva on saatavana myös erikoisversioina, joissa on matalien sänkyjen yhteydessä käytettävät matalat jalat.

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
60100001	Eva400EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levityksellä, SWL 180 kg
60100006	Eva450EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levityksellä, matalat jalat, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levityksellä, SWL 270 kg
60100010	Eva600EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levityksellä, matalat jalat, SWL 270 kg



Ergonominen ja helppokäyttöinen nelipainikkeinen käsiohjain.



Ohjauksyksikkö diagnostiikalla, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisim.



Eva600EE täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

## LISÄVARUSTEET

Eva600EE-nostinta voidaan käyttää yhdessä nostoliinojen ja monien muiden Direct Healthcare Groupin SystemRoMedic™-nostovalinevalikoimassa olevien nostolisävarusteiden kanssa luotaessa optimaalisia ratkaisuja erilaisten tarpeiden käyttäjille.

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
80100010	AmbulationArm	Kynnärnoja kaikkiin siirrettäviin Eva-nostinmalleihin ja -versioihin
70200001	SlingBar S	Alumiininen kaksipistenostokaari, 35 cm
70200002	SlingBar M	Alumiininen kaksipistenostokaari, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sivukaaret SlingBariin
70200006	StretcherBar	Vaakaasuoraan nostamiseen
70200017	SlingBar RFL X4	Teräksinen nelipistenostokaari
70100002	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 400 kg
70200089	Käsiohjain HB33-6	Kuusi painiketta sekä huollon, akun tilan ja ylikuormituksen ilmaisimet
70200101	QuickLink	Nostokaaren helppoon vaihtoon

Lisätietoja: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

# DHG

Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden  
Tel: +46 (0)8-557 62 200  
info@directhealthcaregroup.com  
www.directhealthcaregroup.com

# MediMattress

Parempaan hoitoon  
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI  
p. 0306 40 40 40 | [www.medimattress.fi](http://www.medimattress.fi)  
asiakaspalvelu@medimattress.fi  
tilaus@medimattress.fi