

# Mover Aqua

## Siirtoalusta

Mover Aqua -siirtoalusta on suunniteltu siirtymistilanteiden avustamiseen sisätiloissa tasaisilla pinnoilla. Siirtoalustan kapea pohjarunko ja laitteen kaksoispyörät mahdollistavat laitteen käytön ahtaissakin tiloissa.

PU-pehmusteiden ja ruostumattomien materiaaliratkaisujen ansiosta Mover Aqua:a voidaan käyttää myös märkätiloissa ja suihkussa.

Tuote on tarkoitettu vain sellaisille hoidonsaajille, jotka kykenevät nousemaan ilman apua tai kykenevät seisomaan vähäisellä avustuksella. Tuotetta ei ole tarkoitettu pitkäkestoiseen istumiseen tai siirtämiseen.

Voidaan käyttää  
märkätiloissa ja  
suihkussa



Ergonomiset ohjauskahvat

Leveät poikkitangot ja diagonaaliset kahvat tarjoavat erilaisia otamahdollisuuksia turvalliseen seisomaan nousuun.

Jalkojen alatukien suuri kosketuspinta tekee seisomisen helpommaksi alaraajojen pituudesta riippumatta.  
• Säädettävä säätituen korkeus (säätöalue 25 mm).

Istuintyyny taittuvat myös sivulle, mikä helpottaa käyttäjän pesua ja siirtymistä wc:hen.  
• Säädettävä istuintyynyn korkeus (säätöalue 25 mm).

Kapea jalusta ja pohjarunko mahdollistavat pääsyn ahtaisiin tiloihin sekä lähelle pyörätuolia ja wc:tä.

Lukittavat takapyörät

Kevyesti rullaavat, huoltovapaat kaksoispyörät helpottavat kääntymistä ja liikkumista erityisesti ahtaissa tiloissa.

Matalan askelman ansiosta jalkojen asettelu ja seisomaan nouseminen on helpompaa. Etureunassa oleva pysäytin vähentää ylivenymisen riskiä.



### Tekniset tiedot

Tuoteno.	Tuote	Käyttäjän suurin paino	Leveys, ulkomitat	Leveys, sisääntulo	Korkeus	Pituus	Istuimen korkeus	Paino
53-301	Mover Aqua -siirtoalusta	150 kg	63,5 cm	38 cm	107 cm	94 cm	83 cm	28 kg