

Bure Double 2.0



Gåbord med flexibelt breddmått.

Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av bottenstativet. Det flexibla breddmättet underlättar åtkomst för exempelvis en rullstol och för trängre passager som en dörrpost. Detta gör gåbordet praktiskt både i hem- och vårdmiljö.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Space



Gåbord med extra ben- och gångutrymme.

Bure Space är speciellt framtaget för situationer som kräver extra ben- och gångutrymme. Det extra benutrymmet möjliggör och underlättar uppresning för brukare med inskränkt rörlighet och stelhet. Bordet har en kraftig elmotor för eldriven höjjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Bottenstativet har ett rymligt inermått med 67 cm. Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjjustering.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Standard/ Bure S



Gåbord i tre utföranden - el, gas eller manuell.

Bure Standard och Bure S passar brukare med enklare och avgränsade behov. Gåbordet finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för trängre utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjinställning av underarmstöden.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Low



Gåbord i lägre modell för korta brukare.

Bure Low är en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (70-95cm med 75mm hjul). Bure Low finns med två olika bottenstativ Std och S, med el eller gas.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure XL



Gåbord för större och tyngre patienter.

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är viktigt med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

Max brukarvikt: 240 kg

Rise & Go DB™



Gåbord med unik uppresningsfunktion.

Bure Rise & Go är ett kostnads-effektivt gåbord med en patenterad upp-resningsfunktion. Tack vare den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt.

Rise & Go har eldriven breddning av benstativen.

Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Max brukarvikt: 150 kg

Du hittar mer information för respektive gåbord och samtliga tillbehör på www.directhealthcaregroup.com.