

Storleksguide för lyftselar.

SystemRoMedic™

Delade benstöd/hög ryg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40800002	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	Polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40892004	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40892006	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40892007	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40892008	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40892009	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	Polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Delade benstöd/axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
40500002	BasicSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	Polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	Polyesternät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	Polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	Polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	Polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	Polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	Polyesternät	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	Polyesternät	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	Polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



Delade benstöd/låg rygg



Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
40200002	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	Polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	Polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm







OBS!

En utprovning måste alltid göras för att fastställa vilken modell, storlek och material som är lämpligast för en enskild brukare. Storleksguidens mått och rekommendationer är endast ett stöd för att underlätta valet.

Lyftselens stussmått ger en indikation om hur bred brukaren kan vara från höft till höft (trochantermått). Brukarens trochantermått ska vara inom +/- 10 cm från lyftselens stussmått. Lyftvästens bredd ger en indikation om vilken omkrets brukarens bäl kan ha. Brukarens bäl ska ha en omkrets inom +/- 10 cm från lyftvästens bredd.

Lyftselen är för stor om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen eller om benstöden glider fram mot brukarens knäveck. Lyftselen är för liten om brukarens ansikte är för nära lyftbygeln, om benstöden skär in i grenen eller om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång.



Odelade benstöd/hög och axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
42521003	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	XL	110–180 kg	98 cm	
41522003	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	S	30–60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	M	55–85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	L	80–120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	S	30–60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	M	55–85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	L	80–120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	Polyester	570 kg	XXXL	200–350 kg	-	-
47001011	BariSling	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	-	-


Till och från toaletten/hög och axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
43704002	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	XL	110–180 kg	115 cm	98 cm

*) med hygienöppning

Till och från toaletten/låg rygg



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
43504002	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XXL	120–170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm

Horisontella lyft/vändningar



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Längd	Bredd
46502007	StretcherSling	Polyester	300 kg	one size	50–200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	Engångs, non-woven	300 kg	one size	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	Polyesternät	300 kg	L	50–300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	Polyesternät/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	Polyester	400 kg	XL	50–400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	Polyester, med förstärkning	570 kg	XXL	50–570 kg	240 cm	130 cm
547810	PositioningSling	Engångs, non-woven, polyester	454 kg	one size	50-400 kg	198 cm	132 cm

Uppresning/stående med MiniLift



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45500003	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XS	20–50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	Polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	Polyester	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XXL	140–200 kg	170 cm
45600004	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm

Stående/gående



Art No.	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd	Lyftvästens totalhöjd
44503003	StandingVest	Polyester	300 kg	XS	15–40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	Polyester	300 kg	S	20–50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	Polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	Polyester	300 kg	L	50–80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	Polyester	300 kg	XL	70–100 kg	130 cm	73 cm



44200002	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	Polyester	300 kg	XS	25–50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	Polyester	300 kg	L	75–100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	Polyester	300 kg	XL	90–110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm



47103010	BariVest	Polyester	570 kg	XXXL	180–300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	230–310 cm	-

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
 Tel: 08 557 62 200
 Fax: 08 557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com