



# Dyna-Form™ Jupiter

**Dyna-Form® Jupiter** är utformad för att förebygga trycksår. Madrassen är profilerad på ena sidan för att tillhandahålla god tryckfördelning. Jupiter passar alla vårdens sängar samtidigt som den ger utmärkt komfort. Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion. Dyna-Form Jupiter är lämplig som basmadrass för alla med hög risk för trycksår eller redan uppkommet trycksår, kategori 1 och 2.

Egenskaper	Fördelar	Tekniska Specifikationer
<b>Profilerat skum</b> Smalare profilerat skum för hälar. Bredare profilerat skum sakralt.	Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion	<b>Riskkategori</b> Hög risk. Sårkategori 1 och 2
<b>Enkelsidig profilering med en fast botten</b>	Ger god bärighet	<b>Max brukarvikt</b> 165 kg
<b>Slitstarkt vätsketätt hygienöverdrag i multi-stretch tyg</b>	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande	<b>Garanti</b> 3 år skum / 3 år överdrag
<b>Överdrag med svetsade sömmar och droplist</b>	Förhindrar att vätska tränger in, underlättar vid dekontaminering	<b>Produktkod/ storlekar</b> MAT02007797, 200 cm x 80 cm x 15 cm MAT02007234, 200 cm x 85 cm x 15 cm MAT02004910, 200 cm x 90 cm x 15 cm MAT02004916, 200 cm x 105 cm x 15 cm MAT02004919, 200 cm x 120 cm x 15 cm Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.
		<b>Skumdensitet/ Nominell hårdhet</b> 34–36 kg/m3 125 N
		<b>Brand</b> BS 7177 (Crib 5)
		<b>Vikt</b> 11 kg
		<b>Färg överdrag</b> Ljusblå
		<b>Rengöring</b> Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning

Dyna-Form-Jupiter-produktblad-SE-01-202501