



## Dyna-Form™ Mercury Fire Evac

**Dyna-Form® Mercury Fire Evacuation** -madrassen har utformats för att säkerställa att alla patienter, i händelse av en brand som inträffar på sjukhuset, har ett evakueringsystem inom räckhåll. Med en ständigt växande och åldrande befolkning blir det allt svårare att veta hur många sängbundna patienter det finns på sjukhuset vid ett och samma tillfälle, och därför är det lika omöjligt att veta om det finns tillräckligt med brandevakueringsystem tillgängliga. Madrassen **Dyna-Form® Mercury Fire Evacuation** är utformad tillsammans med NHS Innovation i samarbete med ett tvärvetenskapligt team av brandmän och specialister inom vävnadsviabilitet, infektionskontroll och manuell hantering, och madrassens alla viktiga fördelar används tillsammans med ett mycket effektivt brandevakueringsystem.

### Egenskaper

1a 1b	Profilerat skum (i två olika storlekar)	1a smalare profilerat skum för hälar och 1b bredare profilerat skum sakralt
2	Bas och sidväggar av högkvalitativt CME-skum	Underlättar patientförflyttning vid evakuering
3	Stretchigt, ångpermeabelt tyg (impregnerat med svampdödandemedel)	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande
4	Högfrekvenssvetsat överdrag	Förhindrar att vätska tränger in och hjälper dekontamineringsprocesser (kan tvättas i upp till 95°C)
5	Härdad PU bas	Ger en robust skyddande yta mot hydrolysl / genomslag
6	Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar

### Fördelar

### Tekniska Specifikationer

<b>Riskkategori</b>	Hög risk
<b>Viktgräns</b>	254kg
<b>Garanti</b>	8 år skum / 4 år överdrag
<b>Produktkod madrass</b>	MAT0610004 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm MAT0610006 (Längd) 200cm x (Bredd) 85cm x (Höjd) 15cm MAT0610003 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm MAT0610008 (Längd) 200cm x (Bredd) 105cm x (Höjd) 15cm MAT0610005 (Längd) 205cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm MAT0610013 (Längd) 205cm x (Bredd) 85cm x (Höjd) 15cm MAT0610007 (Längd) 205cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm MAT0610012 (Längd) 210cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm
<b>Produktkod överdrag</b>	CVR0610004 (Längd) 200cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm CVR0610006 (Längd) 200cm x (Bredd) 85cm x (Höjd) 15cm CVR0610003 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm x (Höjd) 15cm CVR0610005 (Längd) 205cm x (Bredd) 80cm x (Höjd) 15cm
<b>Skum densitet</b>	Blå 38-40kg/m <sup>3</sup> , Nominell hårdhet (200 Newton) Rosa 38-40kg/m <sup>3</sup> , Nominell hårdhet 120 Newton
<b>Fatigue klass</b>	Väldigt hög
<b>Brandskydd</b>	BS7177: 2008 (Spjäläng 5 komposit)
<b>Vikt</b>	13kg
<b>Färg</b>	Blå
<b>Kompatibel med hypokloritlösning</b>	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller ska användas tillsammans med lokala riktlinjer för infektionskontroll)