



Dyna-Form™ Mercury

Dyna-Form® Mercury är en tryckfördelande profilsken skummadrass som förebygger trycksår. Den är lämplig som basmadrass för alla med hög risk för trycksår eller redan uppkommet trycksår, kategori 1 och 2.

Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion. Stabil skumsarg ger stöd och ökad känsla av trygghet för patienten. Dyna-Form Mercury är anpassad för personer upp till 254 kg och möter utmaningar från tyngre patienter. Madrassen har lång livslängd med 8 år garanti på skummet och 4 år på överdraget.

Egenskaper	Fördelar	Tekniska Specifikationer
Profilerat skum Smalare profilerat skum för hälar. Bredare profilerat skum sakralt.	Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion	Riskkategori Hög risk. Sårkategori 1 och 2
Stabil sarg av högkvalitativt CME-skum	Ger stöd för patienten och underlättar patientförflyttning vid evakuering	Max brukarvikt 254 kg
Slitstarkt vätsketätt hygienöverdrag i multi-stretch tyg	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande	Garanti 8 år skum / 4 år överdrag
Överdrag med svetsade sömmar och dropplista	Förhindrar att vätska tränger in, underlättar vid dekontaminering	Produktkod/ storlekar MAT01006866, 200 cm x 80 cm x 15 cm MAT01001782, 200 cm x 85 cm x 15 cm MAT01002716, 200 cm x 90 cm x 15 cm MAT01005349, 200 cm x 105 cm x 15 cm MAT01005353, 200 cm x 120 cm x 15 cm Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.
Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar	Skumdensitet/ Nominell hårdhet Blå 38-40 kg/m ³ , Nominell hårdhet 200 N Rosa 38-40 kg/m ³ , Nominell hårdhet 120 N
		Brand BS 7177 (Crib 5)
		Vikt 11 kg
		Färg överdrag Blå
		Rengöring Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning