



# Dyna-Form™ Titan

**Dyna-Form® Titan** är en tryckfördelande profilsken skummadrass som förebygger trycksår. Den är lämplig som basdrass för alla med hög risk för trycksår eller redan uppkommet trycksår, kategori 1 och 2.

Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion. Stabil skumsarg ger stöd och ökad känsla av trygghet för patienten. Dyna-Form Titan är anpassad för personer upp till 254 kg och möter utmaningar från tyngre patienter. Madrassen har en lång förväntad livslängd med 8 år garanti på skummet och 4 år på överdraget.

Egenskaper	Fördelar	Tekniska Specifikationer
<b>Profilerat skum</b> Smalare profilerat skum för hälar Bredare profilerat skum sakralt	Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion	<b>Riskkategori</b> Hög risk. Sårkategori 1 och 2 <b>Max brukarvikt</b> 254 kg <b>Garanti</b> 8 år skum / 4 år överdrag
<b>Stabil sarg av högkvalitativt CME-skum</b>	Ger stöd för patienten och underlättar patientförflyttning vid evakuering	<b>Produktkod madrass</b> MAT3320011, 200 cm x 80 cm x 14 cm MAT3320012, 200 cm x 85 cm x 14 cm MAT3320013, 200 cm x 90 cm x 14 cm MAT3320014, 200 cm x 105 cm x 14 cm MAT3320015, 200 cm x 120 cm x 14 cm Finns även tillgänglig i 210 cm längd
<b>Slitstarkt vätsketätt hygienöverdrag i multi-stretch tyg</b>	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande	<b>Skumdensitet/ Nominell hårdhet</b> Blå 50 kg/m <sup>3</sup> , Nominell hårdhet 230 N Vit 50 kg/m <sup>3</sup> , Nominell hårdhet 100 N
<b>Överdrag med svetsade sömmar och droplist</b>	Förhindrar att vätska tränger in, underlättar vid dekontaminering	<b>Brand</b> BS 7177 (Crib 5) <b>Vikt</b> 11 kg <b>Färg överdrag</b> Blå
<b>Helt utbytbara delar</b>	Leder till kostnadsbesparingar	<b>Rengöring</b> Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning