


# Mover Aqua

## Överflyttningsplattform

Mover Aqua är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Den är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med en stabil ståplatta, bekväma sittdynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna sig bekväm och trygg. PU dynor och rostfria lösningar gör det möjligt att använda Movern i våtutrymmen/dusch.

Kan användas i  
våtutrymmen/dusch



De **ergonomiska körhandtagen** gör det bekvämt för vårdgivaren att manövrera Movern.

**Underbensstöden** har en stor anläggningsyta vilket gör uppresningen behaglig, oavsett längd på underbenen. Underbensstödet kan även anpassas individuellt genom att justera höjden (justeringsmån 25 mm).

**Fast smal bottenram** gör Mover Aqua lätt att manövrera på små ytor och enkel att förvara.

**Dubbelhjul med individuella bromsar** för att lätt kunna vrida och manövrera, särskilt i trånga utrymmen.

Ett **lågt insteg** gör det lättare att placera fötterna och göra sig redo för uppresning. Ett **stopp i framkanten** minskar risken för översträckning.

**Breda tvärstag och diagonala handtag** ger många möjligheter att hitta ett säkert grepp vid uppresning.

**Sittdynorna** kan enkelt fällas, vilket underlättar vid tvätt samt ger brukaren ett bra stöd. Sittdynorna kan även anpassas individuellt genom att justera höjden (justeringsmån 25 mm).

**Smalt bottenstativ** designat för att passa i trånga utrymmen och komma nära rullstol och toalett.

### Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Max. brukarvikt	Bredd, ytermått	Bredd - insteg	Höjd	Längd	Sitthöjd	Vikt
53-301	Mover Aqua Överflyttningsplattform	150kg	63.5cm	38cm	107cm	94cm	83cm	28kg