



# QUATTRO<sup>®</sup> plus

Madrassystemet **Quattro<sup>®</sup> Plus** är en dynamisk madrass med både växlande luftflöde och konstant lågt tryck, som ger både förebyggande och behandlande tryckavlastning till patienter som riskerar att drabbas av, eller redan har, trycksår kategori 3 och 4.

Den aktiva 1 – av - 4 cellcykeln säkerställer hög tryckavlastning, samtidigt som den stöder 75 % av patientens kropp hela tiden. Detta ökar patientens komfort och minskar upplevelsen av växlingarna, vilka för en del patienter kan vara störande.

Cellkonstruktionen ger hög nedsänkning och omslutning, vilket minskar belastningen på kroppens vävnader. Överdraget i kombination med ett konstant luftflöde på madrassens yta förbättrar mikroklimatet och därmed läkning av trycksår.

Trycket justeras automatiskt i cellerna efter patientens vikt, rörelser och läge vilket ger optimal tryckavlastning för varje patient.

Läget för konstant lågt tryck ökar användningsområdet för till exempel patienter som inte tål rörelse, med till exempel smärta, brännskador eller frakturer.

**Quattro<sup>®</sup> Plus** levereras med ett multielastiskt, vattentätt och ånggenomträngligt överdrag med svetsade sömmar och dropplist för ökad hygien.

## Tekniska specifikationer

<b>Riskkategori</b>	Mycket hög risk Sårkategori 1 - 4
<b>Max brukarvikt</b>	Ingen minsta viktgräns. Produkt utvärderad för en kapacitet på 200 kg
<b>Produktkod/ bäddmått</b>	QPS02C009, 200 cm x 80 cm QPS02C008, 200 cm x 85 cm QPS02C007, 200 cm x 90 cm Höjd 18 cm
<b>Antal luftceller</b>	30
<b>Cykel</b>	1/4 cykel, 2-24 mmHg, 16 minuter
<b>Ljudnivå</b>	33,5 dBa
<b>Brand</b>	BS 7177 (Crib 5)
<b>Vikt</b>	9,4 kg madrass / 4 kg pump
<b>Mått kontrollenhet</b>	(B) 34,56 x (H) 25,8 x (D) 15,6 cm
<b>Färg överdrag</b>	Lila
<b>Garanti</b>	2 år, förväntad livslängd 5 år
<b>Rengöring</b>	Systemet är helt tvättbart i maskintvätt i max. 73°C, torktumlas i låg värme. Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning