



# QUATTRO<sup>®</sup> acute

## Tekniska specifikationer

### STRÖMENHET

Bredd	346 mm
Höjd	258 mm
Djup	156 mm
Vikt	4,0 kg
Cykeltid	16 min

### MADRASS

Längd*	1 980 mm
Bredd*	900 mm
Djup	240 mm
Vikt	12,5 kg
Inre konstruktionsmaterial	PU-luftceller
Överdragsmaterial	PU-belagd elastisk nylon
Antal celler	27
Maxvikt för brukaren	250 kg

\* Olika storlekar finns tillgängliga på begäran

Madrasystemet **Quattro<sup>®</sup> Acute** med den unika tekniken DEEP CELL THERAPY™ kan användas för att förebygga och behandla trycksår hos patienter med stort vårdbehov.

Den aktiva 1-av-4-cellcykeln innebär att 75 % av patientens kropp alltid har stöd av tre uppblåsta celler, medan den fjärde cellen töms på tillräckligt med luft för att omfördela trycket och underlätta reperfusion i vävnaden. 1-av-4-systemet kan även förbättra patientens komfort och göra att hen störs mindre av rörelser i stödytan.

DEEP CELL THERAPY™ gör att cellerna i **Quattro<sup>®</sup> Acute** kan arbeta under lägre internt tryck. Detta minimerar trycket på patientens hud och subkutana vävnader under cykeln.

TISSUEgard™ gör det möjligt att delvis sänka ned och omsluta patienten i stödytan, vilket minskar trycket på patientens hud och minskar tryckskillnaden mellan uppblåsta och tömda celler. På så sätt minimeras de skjuvkrafter som kan uppstå.

Det multielastiska överdraget är vattentätt men fukt- och ånggenomsläppligt, och madrassen har en funktion för låg luftförlust i madrassen. Detta gör det lättare att hantera hudens mikroklimat.