



QUATTRO acute

Tekniset tiedot

OHJAUSYKSIKKÖ

Leveys	346 mm
Korkeus	258 mm
Syvyys	156 mm
Paino	4 kg
Sykliväli	16 min.

PATJA

Pituus*	2050 mm
Leveys*	780 mm ja 900 mm
Syvyys	240 mm
Paino	12,5 kg
Sisämateriaali	PU-ilmakennot
Päällinen	PU-laminoitu joustonailon
Kennojen määrä	28 kpl
Max. painoraja	250 kg
Min. painoraja	Ei ole

Quattro® Acute patjajärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen DEEP CELL THERAPY™ kaikkein haavoittuvimpien potilaiden painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.

Aktiivinen 1-in-4 -kennosykli tukee kaiken aikaa 75 % potilaan kehosta kolmen täyttyneen kennon ryhmissä. Neljäs kenno tyhjentyy tarpeeksi paineen jakautumiseksi ja kudosten reperfuusion edistämiseksi. Lisäetuna 1-in-4 -järjestelmä voi myös lisätä potilaan kokemaa mukavuutta ja vähentää makuualueen liikkumisesta johtuvaa häiritsevää tunnetta.

DEEP CELL THERAPY™ sallii **Quattro® Acuten** kennojen toiminnan alhaisemmilla käyttöpaineilla. Tämä minimoi potilaan ihoon ja ihonalaisiin kudoksiin kohdistuvan paineen syklin aikana.

TISSUEgard™ mahdollistaa potilaan osittaisen uppoamisen ja myötäilevyyden makuualueestaan vähentäen potilaan ihoon kohdistuvaa painetta ja paine-eroa täyttyneiden ja tyhjentyneiden kennojen välillä. Näin voidaan myös minimoida leikkausvoimien vaikutusta.

Vedenpitävä, kosteutta ja höyryä läpäisevä multielastinen päällinen yhdistettynä "low air loss" ilmiöön patjan sisällä auttaa hallitsemaan ihon mikroilmastoa.

Valmistaja:



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Maahantuoja/Jakelija:



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ